

ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON CİHAZI EO KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kartuşlar **Teknomar** marka **ETO C 1445 Etilen Oksit Sterilizasyon Cihazları** uyumlu olmalıdır.
2. Kartuşlar metalik tp şeklinde olmalıdır.
3. Kartuşlar %100 saf etilen oksit gazı içermelidir. Kartuş 100 gr olmalıdır.
4. Kartuşlar orijinal ambalaj/kutusunda, güvenli olarak teslim edilmelidir.
5. Kartuşlar tek kullanımlık olmalıdır. Bir sterilizasyon çevriminde 1 kartuş sterilizasyon ajanı kullanılmalıdır.
6. Kartuş gövdesinde her bir kartuşa özel; Radio Frequency Identification (RFID), otomatik tanımlama sistemi olmalıdır.
7. Teklif veren firma bozuk ve hatalı ürünü ücretsiz olarak yenisi ile değiştirmelidir.
8. Son kullanım tarihi Kartuş üzerinde belirtilmelidir.
9. Kartuş üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
10. Kartuşlar EN 1422 standartları ile kullanılabilir olmalıdır.
11. Tpler başlık hariç yanıl delinme ve patlatılmaya uygun olmalıdır.
12. Teslim edecek firmanın üreticiden alınmış Yetki Belgesi bulunmalıdır.
13. Cihaz üretici onayı olmayan kartuş teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.